

Produktový list

Třívrstvá lékařská maska

Kód:	Z-JEPL-00022
Název výrobku:	Třívrstvá lékařská maska
Výrobce:	Ostatní



Popis výrobku:	Třívrstvá lékařská maska, typ s gumičkami, typ II, třída I, jednorázová, BFE > 98%
Materiál:	Maska je vyrobena ze 3 vrstev netkané textilie s prostřední filtrační vrstvou – složení: spunbond PP 18 g/m ² , meltblown PP 25 g/m ² , spunbond PP 18 g/m ² , z gumiček za uši a modelovací vložky, která zajistí přilnavost masky v okolí nosu.
Velikost:	9 x 17,5 cm
Barva:	bílá
Účel a oblast použití:	Maska se používá pro všeobecnou protinfekční ochranu pacienta před respiračními infekcemi. Použití vhodné v lékařském prostředí, kde není riziko spojené s výskytem tekutin (např.s výskytem krve).
Směrnice:	93/42/EHS
Normy:	EN 14683:2019 + AC: 2019-09
Certifikáty:	
Klasifikace:	
Instrukce k použití:	<ul style="list-style-type: none">• Vložte masku na obličej, uchyťte gumičky za uši a masku upevněte na kořeni nosu.• Neškodné, pokud používáno správně kvalifikovanou osobou.• Používejte pouze nepoškozené výrobky!• Dbejte na celistvost výrobku před a během použití!• Očekává se, že uživatel vyzkouší vhodnost výrobku na plánovaný účel použití na vlastní zodpovědnost!
Omezení použití:	Jednorázové použití. Nepoužívejte poškozené ústenky.
Všeobecné bezpečnostní pokyny:	Viz instrukce k použití
Skladovatelnost:	Uchovávejte na suchém a chladném místě.
Minimální trvanlivost:	

Informace o alergennosti:		
Balení:	Množství:	
Obal:	Box	
	50 ks	
Likvidace:	Výrobek může být zlikvidován podle platných předpisů. V případě kontaminovaných produktů určuje likvidaci povaha a rozsah kontaminace při dodržení platných zákonů a předpisů.	