

## Produktový list

### Třívrstvá lékařská maska

<b>Kód:</b>	Z-JEPL-00023
<b>Název výrobku:</b>	Třívrstvá lékařská maska
<b>Výrobce:</b>	Ostatní



<b>Popis výrobku:</b>	Třívrstvá lékařská maska, typ s gumičkami, typ II, třída I, jednorázová, BFE > 98%
<b>Materiál:</b>	Maska je vyrobena ze 3 vrstev netkané textilie s prostřední filtrační vrstvou – složení: spunbond PP 18 g/m <sup>2</sup> , meltblown PP 25 g/m <sup>2</sup> , spunbond PP 18 g/m <sup>2</sup> , z gumiček za uši a modelovací vložky, která zajistí přilnavost masky v okolí nosu.
<b>Velikost:</b>	9 x 17,5 cm
<b>Barva:</b>	modrá
<b>Účel a oblast použití:</b>	Maska se používá pro všeobecnou protinfekční ochranu pacienta před respiračními infekcemi. Použití vhodné v lékařském prostředí, kde není riziko spojené s výskytem tekutin (např.s výskytem krve).
<b>Směrnice:</b>	93/42/EHS
<b>Normy:</b>	EN 14683:2019 + AC: 2019-09
<b>Certifikáty:</b>	
<b>Klasifikace:</b>	
<b>Instrukce k použití:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vložte masku na obličej, uchyťte gumičky za uši a masku upevněte na kořeni nosu.</li><li>• Neškodné, pokud používáno správně kvalifikovanou osobou.</li><li>• Používejte pouze nepoškozené výrobky!</li><li>• Dbejte na celistvost výrobku před a během použití!</li><li>• Očekává se, že uživatel vyzkouší vhodnost výrobku na plánovaný účel použití na vlastní zodpovědnost!</li></ul>
<b>Omezení použití:</b>	Jednorázové použití. Nepoužívejte poškozené ústenky.
<b>Všeobecné bezpečnostní pokyny:</b>	Viz instrukce k použití
<b>Skladovatelnost:</b>	Uchovávejte na suchém a chladném místě.
<b>Minimální trvanlivost:</b>	

<b>Informace o alergennosti:</b>		
<b>Balení:</b>	<b>Množství:</b>	
<b>Obal:</b>	Box	
	50 ks	
<b>Likvidace:</b>	Výrobek může být zlikvidován podle platných předpisů. V případě kontaminovaných produktů určuje likvidaci povaha a rozsah kontaminace při dodržení platných zákonů a předpisů.	