

## Produktový list

### Jednorázová zdravotnická ústenka



<b>Kód:</b>	ODZD-06046, ODZD-06048, ODZD-06047
<b>Název výrobku:</b>	Jednorázová zdravotnická ústenka
<b>Výrobce:</b>	2P SERVIS s.r.o

<b>Popis výrobku:</b>	3 vrstvá jednorázová ústenka bez sterilizace typu II
<b>Materiál:</b>	Vnější vrstvy – netkaná textilie Spunbond PP Vnitřní filtrační vrstva – netkaná textilie Meltblown PP Plastová nosní dlahy Elastická gumička
<b>Velikost:</b>	9,5 x 17,5 cm
<b>Barva:</b>	Modrá, růžová, zelená
<b>Směrnice: Normy: Certifikáty: Klasifikace:</b>	EN-14683+AC
<b>Účel a oblast použití:</b>	Ústenka se používá k zakrytí nosu a úst za účelem minimalizace přímého přenosu infekčních částic mezi personálem a pacientem a slouží k ochraně personálu před kapalnými částicemi šířených z pacienta rozstříkáním.
<b>Instrukce k použití:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrukce k použití nejsou nutné, protože správné použití výrobku je evidentní.</li> <li>• Neškodné, pokud používáno správně kvalifikovanou osobou.</li> <li>• Používejte pouze nepoškozené výrobky!</li> <li>• Dbejte na celistvost výrobku před a během použití!</li> <li>• Očekává se, že uživatel vyzkouší vhodnost výrobku na plánovaný účel použití na vlastní zodpovědnost!</li> </ul>
<b>Omezení použití:</b>	Jednorázové použití
<b>Všeobecné bezpečnostní pokyny:</b>	Zlikvidujte tak, aby nedošlo ke znečištění životního prostředí. Nepoužívejte, pokud je vnitřní obal porušen.
<b>Skladovatelnost:</b>	Produkt by měl být skladován v chladu, suchu, bez přímého slunečního svitu

<b>Minimální trvanlivost:</b>	Uvedeno na obalu	
<b>Informace o alergennosti:</b>	Nepoužívat v případě alergie či citlivosti na jakýkoliv materiál, ze kterého se výrobek skládá	
<b>Balení:</b>	<b>Množství:</b>	<b>Obal:</b>
	10 kusů	PE sáček
	50 kusů	Krabice
	1000 kusů	Karton
	32 000 kusů	Paleta
<b>Údržba:</b>	Výrobek je určen pro jednorázové použití, při opakovaném použití hrozí riziko kontaminace a může dojít ke zhoršení vlastností	
<b>Likvidace:</b>	Výrobek může být tepelně recyklován nebo zlikvidován na skládkách bez uvolňování toxických látek. V případě kontaminovaných produktů určuje likvidaci povaha a rozsah kontaminace při dodržení platných zákonů a předpisů.	