

Produktový list

Jednorázová chirurgická ústenka



Kód:	ODZD-06094, ODZD-06098
Název výrobku:	Jednorázová chirurgická ústenka
Výrobce:	2P SERVIS s.r.o

Popis výrobku:	3 vrstvá jednorázová ústenka bez sterilizace typu IIR
Materiál:	Vnější vrstvy – netkaná textilie Spunbond PP Vnitřní filtrační vrstva – netkaná textilie Meltblown PP Plastová nosní dlahu Elastická gumička
Velikost:	9,5 x 17,5 cm
Barva:	Modrá, zelená
Směrnice: Normy: Certifikáty: Klasifikace:	EN-14683+AC
Účel a oblast použití:	Ústenka se používá k zakrytí nosu a úst za účelem minimalizace přímého přenosu infekčních částic mezi personálem a pacientem a slouží k ochraně personálu před kapalnými částicemi šířených z pacienta rozstříkáním.
Instrukce k použití:	<ul style="list-style-type: none">• Instrukce k použití nejsou nutné, protože správné použití výrobku je evidentní.• Neškodné, pokud používáno správně kvalifikovanou osobou.• Používejte pouze nepoškozené výrobky!• Dbejte na celistvost výrobku před a během použití!• Očekává se, že uživatel vyzkouší vhodnost výrobku na plánovaný účel použití na vlastní zodpovědnost!
Omezení použití:	Jednorázové použití
Všeobecné bezpečnostní pokyny:	Zlikvidujte tak, aby nedošlo ke znečištění životního prostředí. Nepoužívejte, pokud je vnitřní obal porušen.
Skladovatelnost:	Produkt by měl být skladován v chladu, suchu, bez přímého slunečního svitu

Minimální trvanlivost:	Uvedeno na obalu	
Informace o alergennosti:	Nepoužívat v případě alergie či citlivosti na jakýkoliv materiál, ze kterého se výrobek skládá	
Balení:	Množství:	Obal:
	10 kusů	PE sáček
	50 kusů	Krabice
	1000 kusů	Karton
	32 000 kusů	Paleta
Údržba:	Výrobek je určen pro jednorázové použití, při opakovaném použití hrozí riziko kontaminace a může dojít ke zhoršení vlastností	
Likvidace:	Výrobek může být tepelně recyklován nebo zlikvidován na skládkách bez uvolňování toxických látek. V případě kontaminovaných produktů určuje likvidaci povaha a rozsah kontaminace při dodržení platných zákonů a předpisů.	