

## Produktový list

### Návleky na obuv

<b>Kód:</b>	Z-JENÁ-00030
<b>Název výrobku:</b>	Návleky na obuv
<b>Výrobce:</b>	Ostatní



<b>Popis výrobku:</b>	Jednorázové návleky na obuv s gumičkou po obvodu
<b>Materiál:</b>	100% PE, 5 g/m <sup>2</sup>
<b>Velikost:</b>	15 x 41 cm
<b>Barva:</b>	modrá
<b>Účel a oblast použití:</b> <b>Směrnice:</b> <b>Normy:</b> <b>Certifikáty:</b> <b>Klasifikace:</b>	Ochrana podlahových ploch
<b>Instrukce k použití:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Instrukce k použití nejsou nutné, protože správné použití výrobku je evidentní.</li><li>• Neškodné, pokud používáno správně kvalifikovanou osobou.</li><li>• Používejte pouze nepoškozené výrobky!</li><li>• Dbejte na celistvost výrobku před a během použití!</li><li>• Očekává se, že uživatel vyzkouší vhodnost výrobku na plánovaný účel použití na vlastní zodpovědnost!</li></ul>
<b>Omezení použití:</b>	Jednorázové použití.
<b>Všeobecné bezpečnostní pokyny:</b>	Viz instrukce k použití
<b>Skladovatelnost:</b>	Uchovávejte na suchém a chladném místě.
<b>Minimální trvanlivost:</b>	

<b>Informace o alergennosti:</b>		
<b>Balení:</b>	<b>Množství:</b>	
<b>Obal:</b>	Balení	Karton
	10 ks	100 balení/ 1000 ks
<b>Likvidace:</b>	Výrobek může být zlikvidován podle platných předpisů. V případě kontaminovaných produktů určuje likvidaci povaha a rozsah kontaminace při dodržení platných zákonů a předpisů.	